



バイオトイレ Bio-Lux No.3

自己完結型のオガクストイレ

処理能力の違いで機種が多くあります。

バイオトイレ本体 S型




50型 1日約100回

本体 M型



0.8型 1日約10回

本体 SW型



4.3型 1日約100回

Sタイプ

地下室を利用した場合



標準型

S型

Wタイプ

置くだけ!

施工図例

キーワード

- ・無臭
- ・配管
- ・3回



便座直付型

GL

- ①水は使わない ②普通のオガクズを活用 ③特別な菌は不要 ④処理能力の違いで機種が多くある
- ⑤オガクズの交換は1年に3回程度必要 ⑥災害時のトイレ対策 (水が無くても普通に使える)

バイオトイレと新浄化装置の活用

SDGsの推進に貢献

【ポイント】

- ①バイオトイレから取り出した使用後のオガクズは「有機肥料や土壌改良材」として活用できる。
- ②新浄化装置にはトイレ排水が混入していないので「雨水のように排水はきれい」になる。

バイオトイレ
新・浄化装置

新浄化装置
Bio-Lux water

下水道が不要! 環境技術実証事業 ETV 020-1201

雑排水専用浄化装置



家具としても使える介護用・室内用バイオトイレ

- ①臭いがない ②トイレに見えない ③使用後に1回1回、捨てに行く必要がない④生ごみの処理も可能です。

夜の
部屋用
トイレ

1日約6回

KBT-05型

部屋用
トイレ

1日約10回

KBT-10型

3種類あります。

	KBT-05型	KBT-10型	KBT-15型
幅	800mm	797mm	797mm
奥行	754mm	932mm	1088mm
高さ	878mm	885mm	925mm
重さ	80kg	120kg	150kg
電源	AC100V	AC100V	AC100V

避難所でも快適に過ごせるマイバイオトイレ

・男性専用



MBT-06M型
(男)

ダンボール



プラダン

小便
約240回

MBT-06L型
(男女)



ステン



MBT-08TM型

【ポイント】①オガクズ効果で無臭、②使用感が現実生活に近い、③レジャーや介護用にも最適!

※マイバイオトイレはオガクズの交換時期は約2週間前後で、オガクズを全量交換することでまた2週間前後使用可能となります。
※大便の場合は付属の十能でオガクズ中にまぜてください。 <付属品: ビニール袋3枚 (MBT-08TM型以外)、ミニスコップ1個>




	MBT-06M		MBT-06L・MBT-08L		MBT-08TM	
	上部	下部	上部	下部	上部	下部
幅	356mm	328mm	417mm	385mm	417mm	380mm
奥行	592mm	560mm	653mm	617mm	653mm	829mm
高さ	88mm	518mm	84mm	436mm	84mm	430mm
重さ	約7kg				約33.6kg	

し尿が消える?! 紙も消える?!

《し尿処理の原理、SDGsに寄与》

「糞尿は蒸発と分解でオガクズの中で消える!」

- ①し尿の全体量は水分の蒸発だけで約90%が消滅し、残った約10%の有機物は微生物が分解する。
- ②わずかに残った無機物は食べ物に含まれていた肥料分。蒸発も分解もしない為、オガクズの空隙に付着する。
- ③見た目は、オガクズの色が変色している。 →→→



正和電工株式会社

〒078-8271
北海道旭川市工業団地1条1丁目3-2
URL: <https://seiwa-denko.co.jp/>
E-mail: seiwa@seiwa-denko.co.jp

※チラシは2025年9月現在のものです。

販売代理店

※改良・改善の為、予告なく仕様を変更することがあります。



メンテナンス動画



「仮設公衆トイレ」使いながら備蓄！

新登場

- ①鉄骨仕様～トイレ W-43型 4 台 (前7870×奥2100×高2435。重4250Kg)
- ②コンテナ仕様～トイレ W-43型 4 台 (前7870×奥2100×高2435。重4250Kg)
- ③20フィートコンテナコンテナ～トイレ W-43型 3 台 (前6058×2438×2896)

仮設 公衆トイレ、コンテナ仕様

し尿は消滅！紙も消滅！

毎日約400回、約4カ月間、移動

女用

男用

《バイオトイレ内蔵の仮設トイレ》処理能力の違いで機種が多くあります。

きれい

無臭

ログハウスタイプ

電源仕様と
無電源仕様

無電源タイプ SKM-25LOG-PK-DX型

外装サイディング
SKM-50S スリム型

外装鉄板塗装
GKL-W18型

SKM 50 LOG-DX型

SKL-50 LOG型

ペット用バイオトイレ

家庭用生ごみ処理機

PBT-08型 1日約3kg

駆除シカの分解処理装置 CK-600

ホタテ貝殻粉碎装置

説明動画



- ①駆除動物をそのまま投入します。
- ②投入後は自動運転で約2週間で太い骨だけを残して消滅します。

約12kgの太い骨
だけが残る

1～10μmまで
粉碎できる！

KG-750型

骨専用破碎机 HN-550SUS型・Fe型、ラーメン仕様。

分解処理装置から出た大きい骨を砕くことができます。

ラーメン店向け
骨破碎机、好評発売中！

	HN-550型
幅	1566mm
奥行	800mm
高さ	1058mm
重さ	825mm
電源	3相3線式 200V

	KG-750型
幅	1300mm
奥行	740mm
高さ	1100mm
重さ	440kg
電源	3相200V

ホタテ貝殻
粉碎後の粉

女性応援

快適トイレ仕様で女性にオススメ

・女性の為のバイオトイレを
女性目線で開発しました！！

KKL-W26T型
1日約55回

KKL-W26DX型
1日約55回

タタミ 1畳付

前1900奥1970高2450
前2800奥1970高2450

生ごみ処理機



処理前の生ゴミ等

SN-25D型

1日約10kg



処理後の生成物

SN-50D型

1日約20kg

	SN-25D型	SN-50D型
幅	730mm	840mm
奥行	1488mm	1851mm
高さ	833mm	953mm
重さ	210kg	320kg
電源	AC100V	AC100V

ペット用バイオトイレ

家庭用生ごみ処理機

PBT-08型 1日約3kg

	PBT-08型
幅	705mm
奥行	552mm
高さ	1042mm
重さ	80kg
電源	AC100V